

适用于体外受精细胞、干细胞、慢病毒、脐带血等
人类及动物细胞有效程序冻存设备

FZ-3000CA-T

低温细胞冻存系统
完全不使用、不接触液氮的程序降温设备

小巧精致的设备外观。在不使用任何额外
冻存剂的情况下，实现高效率程序冻存，
同时保持极高的细胞活性



■ 冻存袋用夹具



Canister	Number	Bag size	Dimension
CSS10	12	40ml	W90 X D100 X H10mm
CSS50	8	90ml	W90 X D160 X H10mm
CSS250	4	250ml	W150 X D190 X H10mm

※制冷剂是液氮，完全密封。没有其他任何添加物质
※设备底部带有制冷风扇，可选配配件，适用于 CPC

无需液氮或其他制冷剂

- 不使用任何有毒制冷剂! 不含氟利昂/CFC / HC / HFC
- 运行成本极低

洁净区兼容

- 洁净室可用
- 可用于细胞处理中心 (CPC)

可选择的冻存夹具

- 冷冻夹具可更换，满足三种冻存形式
- 夹具定制化，根据不同的尺寸和应用进行定制

电脑控制简单易学


- 灵活设置冷冻时间和温度
- 计算机控制的温度监控和记录

加热系统


- 夹具可快速恢复室温，用于下一批次操作

	FZ-3000CA-T
温度显示	夹具及产品温度
报告输出	产品温度导出
加热功能	可选配
细胞处理中心 (GPC)	可选配
验证	可选配
冻存速率	- 0.1 ~ 10°C/min
最低温度	- 80°C (最低)
温度控制	PID
外部尺寸	W500×D300×H550mm
内腔尺寸	适配冻存袋制式 W428×D230×H87mm (100ml*2) 适配冻存管制式 W270xD130xH65mm (2ml*171)
电源参数	AC100/240V ,50/60Hz ,MAX 300W
重量	30kg
放样方式	顶部

■ 操作显示



■ 报告导出显示



STREX, Inc.

WHOLE
Serving Science

中国区独家代理

上海厚高科学仪器有限公司

地址：上海市浦东新区环科路 515 号绿地智创商务中心 1 号楼 308 室

TEL : 021-58959275 /38760281

FAX : 021-38760281